

Smiths Medical,

*une gamme complète de cathéters
adaptée aux besoins de chacun...*

Kit de perfusion Cleo™ 90

Cathéters à angle droit

Référence article	Longueur canule en mm	Longueur tubulure en pouce
21-7220-24	6	24
21-7221-24	6	31
21-7222-24	6	42
21-7230-24	9	24
21-7231-24	9	31
21-7232-24	9	42

Présenté en boîte de 10 kits complets



cleo⁹⁰

1er kit de perfusion "Tout-en-un"

*En toute
sécurité!*



smiths medical

Smiths Medical Canada Ltd.
301 Gough Rd., Markham, ON L3R 4Y8
Tél. : 905-477-2000 • Fax : 905-477-2144
www.smiths-medical.com

smiths

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Cozmo15-Ed0708-RevA

smiths medical

bringing technology to life

donner vie à la technologie

3 gestes...

pour une insertion simple, rapide et sûre !

1 Dévisser le capuchon



2 Insérer la canule

Presser jusqu'à l'obtention d'un clic puis maintenir 5 à 10 secondes.



Retirer délicatement le boîtier d'insertion sur le côté.

3 Attacher la tubulure



1^{er} système "Tout-en-un"

Son boîtier unique breveté intègre à la fois un introducteur et un cathéter.

Le kit de perfusion prémonté Cleo™ 90 rend ainsi les insertions plus simples et plus rapides.

Sûr

Cleo™ 90 est le seul cathéter possédant un système d'aiguille protégée. Après insertion de la canule, l'aiguille se rétracte automatiquement dans son boîtier pour réduire au maximum le risque d'incidents liés à une piqûre accidentelle.

Flexible

Le système breveté "Flex-Attach™" permet de réaliser une rotation sur site de 360°, vous offrant une plus grande liberté vestimentaire. Cleo™ 90 vous laisse également contrôler la vitesse d'insertion.

Connexion standard

Le kit de perfusion Cleo™ 90 est muni d'un système luer lock universel adapté à toutes les pompes à insuline existantes (exceptées celles munies d'une connexion captive).

sont clairs !

Système d'aiguille protégée

L'aiguille se rétracte automatiquement dans son boîtier après insertion, réduisant le risque d'incidents liés à une piqûre accidentelle.

Premier "Tout en un"

Le boîtier breveté contient à la fois un inserteur de la canule et un rétracteur d'aiguille, pour une simplicité et une sécurité optimales.

Aiguille d'insertion cachée

Vous contrôlez la vitesse d'insertion et visualisez l'aiguille seulement si vous le souhaitez.

Aiguille d'insertion

L'insertion est moins douloureuse grâce à l'aiguille de 28 gauges, la plus petite gauge du marché pour les cathéters à 90°.

Pansement hypoallergénique

L'adhésif transparent laisse la peau respirer. Imperméable à l'eau, il assure une bonne adhésion à la peau.

Connexion de 360°

Vous pouvez varier la connexion à la tubulure de 360°, ce qui vous offre encore plus de liberté dans votre choix vestimentaire.

Variété de taille

Disponibles en longueur d'aiguille de 6 et 9 mm* et en longueur de tubulure de 60, 80 et 110 cm.

Connexion luer lock standard

Compatible quelle que soit le modèle de pompe à insuline munie d'un système de connexion ouvert.

* Cleo™ 90 - 9mm : Purge de 0,3 UI
Cleo™ 90 - 6mm : Purge de 0,2 UI