

## Lancettes de sécurité



Référence et type	Couleur	Profondeur de pénétration	Gauge	Volume de sang moyen recueilli	Indications
<b>SLN100</b> Aiguille	●	1,0mm	G26	5 - 10 µl	Glycémie Enfant et peau très fine
<b>SLN200</b> Aiguille	●	1,8mm	G23	10 - 20 µl	Glycémie Adolescent et adulte
<b>SLN240</b> Aiguille	●	2,2mm	G22	20 - 40 µl	Glycémie Peau épaisse / Hématocrite
<b>SLN300</b> Aiguille	●	2,8mm	G21	40 - 60 µl	Glycémie Peau très épaisse / Hématocrite
<b>SLB200</b> Lame	●	1,8mm	G19	75 - 100 µl	Prélèvement au doigt / Micro tube / Talon
<b>SLB250</b> Lame	●	2,3mm	G18	150 - 200 µl	Prélèvement au doigt / Micro tube / Talon



Préparer la zone de prélèvement selon le protocole d'asepsie. Enlever le capuchon protecteur.



Positionner la surface rétractable rouge de la lancette sécurisée SurgiLance™ sur la zone latérale du doigt.



Appuyer doucement sur la lancette sécurisée SurgiLance™ pour déclencher le mécanisme de prélèvement.



Jeter la lancette SurgiLance™ dans un collecteur pour objets piquants, coupants, tranchants.

### SurgiLance™, La sécurité au bout du doigt

Ce dispositif de prélèvement capillaire breveté est dédié à de multiples indications. Le geste est sûr, aisé et efficace tant pour le prélèvement de la goutte de sang au bout du doigt que pour l'incision au talon.

Tant qu'elle n'est pas décapuchonnée, la lancette SurgiLance™ est stérile.

- **Prêtes à l'emploi :**  
Pré-armées, les lancettes SurgiLance™ possèdent un code couleur pour chaque indication évitant ainsi toute confusion.
- **Sécurisées :**  
Les aiguilles ou les lames des lancettes SurgiLance™ sont protégées avant et après utilisation.
- **Innovantes :**  
Les lancettes SurgiLance™ permettent des prélèvements rapides, simples et sécurisés. Leur mécanisme inviolable, même après utilisation, préserve le patient et le personnel soignant de tout risque d'accidents.
- **Efficaces :**  
L'exécution rapide et la méthode de prélèvement minimisent la douleur du patient.
- **Sans latex :**  
Les lancettes SurgiLance™ sont hypo-allergéniques.
- **Code LPPR :** 1186774.