



Christiane Gambin
cgambin@asstsas.qc.ca



Rose-Ange Proteau
rproteau@asstsas.qc.ca

Toile hygiénique avec courroies de rétention

La plupart des toiles hygiéniques sont conçues pour des clients qui possèdent un bon tonus du tronc et des bras, ce qui limite leur utilisation à cette clientèle spécifique.

Un nouveau modèle est apparu sur le marché. Il comprend l'ajout de deux courroies de rétention de chaque côté du siège. Elles répartissent mieux la pression des cuis-sardes entre les cuisses et le bassin et stabilisent la position du client assis. Elles diminuent les risques de chute du client dans l'ouverture de la toile. Il est donc possible

de l'utiliser avec un client ayant un peu moins de tonus. Elle s'installe comme une toile hygiénique standard. Ensuite, il faut resserrer les courroies de rétention latérales pour qu'elles soient bien tendues, tout en conservant une position des jambes à environ 90°. Il est recommandé que le client garde les bras à l'extérieur de la toile. ■



1



2



3



4

1. Toile hygiénique avec courroies de rétention latérales.

2. Resserrer la courroie de rétention de chaque côté avant de lever le client et réajuster au besoin.

3. Les bras sont placés à l'extérieur de la toile et le siège est bien dégagé.

4. Les courroies latérales rapprochent les deux sections de la toile et retiennent mieux le bassin du client.

POUR EN SAVOIR PLUS

Coûts et dimensions : quatre formats, entre 225 \$ (petit) et 285 \$ (très grand)

MTM - Médical Tronik / André Flamand
190, boul. St-Elzéar O., Laval (Qc) H7L 3N3
Tél. : 450 669-8985 - 1 800 361-0877
Téléc. : 450 669-9532 - 1 888 935-7001
andre.flamand@medicaltronik.ca
www.medicaltronik.ca