

POUR AIDER
À PRÉVENIR
**LES PIQÛRES
ACCIDENTELLES**



AIGUILLE
HYPODERMIQUE
DE SÉCURITÉ
MONOJECT^{MC}



AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ
MONOJECT^{MC}

AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ MONOJECT^{MC}

L'aiguille hypodermique de sécurité Monoject^{MC} possède un dispositif de sécurité articulé visant à **protéger les travailleurs de la santé des blessures par piqûre**. Il a été démontré que ce nouveau produit majeur offre aux travailleurs de la santé une technologie d'aiguille hypodermique sûre, fiable et économique.

GAINE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

La gaine est intégrée à l'assemblage de l'aiguille, ce qui aide à prévenir l'exposition aux piqûres accidentelles.

GAINE DE SÉCURITÉ À CODE DE COULEUR ISO

Les gaines de sécurité des aiguilles hypodermiques ont un code de couleur ISO standard.

ACTIVATION D'UNE SEULE MAIN

La gaine est facile à positionner avec le pouce ou sur une surface plane.

TECHNOLOGIE À BRAS ARTICULÉE ET DOUBLE VERROUILLAGE

Recouvre l'aiguille pour plus de sécurité pour les patients et les travailleurs de la santé; rehausse la conformité aux exigences de l'OSHA.

GAINE DE SÉCURITÉ DE TAILLES VARIABLES

La taille de la gaine de sécurité s'adapte à la longueur de l'aiguille, afin d'en assurer la couverture complète.

ORIENTATION DU BISEAU

Permet l'injection à faible inclinaison.

ACTIVATION D'UNE SEULE MAIN

LA GAINE EST FACILE À POSITIONNER AVEC LE POUCE OU SUR UNE SURFACE PLANE

Activation sur une surface plane



Option 1:

Appuyez délicatement la gaine de sécurité sur une surface plane jusqu'à ce qu'un clic audible et tactile indique que le dispositif de sécurité est activé.

Activation avec le pouce



Option 2:

Appuyez sur la gaine de sécurité vers le bas avec le pouce pour activer le mécanisme. Un clic audible et tactile indiquera que le dispositif de sécurité est activé. Votre pouce restera au-dessus de l'aiguille en tout temps.

PRODUITS DE SÉCURITÉ MONOJECT^{MC}

Code	Description	Boîte /Caisse	Code de couleur ISO
AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ MONOJECT^{MC}			
1183005	Aiguille de sécurité Monoject 30 x 1/2	100/800	Orange
1182705	Aiguille de sécurité Monoject 27 x 1/2	100/800	Orange
1182734	Aiguille de sécurité Monoject 27 x 3/4	100/800	Orange
1182558	Aiguille de sécurité Monoject 25 x 5/8	100/800	Orange
1182510	Aiguille de sécurité Monoject 25 x 1	100/800	Orange
1182515	Aiguille de sécurité Monoject 25 x 1 1/2	100/800	Orange
1182310	Aiguille de sécurité Monoject 23 x 1	100/800	Orange
1182315	Aiguille de sécurité Monoject 23 x 1 1/2	100/800	Orange
1182210	Aiguille de sécurité Monoject 22 x 1	100/800	Orange
1182215	Aiguille de sécurité Monoject 22 x 1 1/2	100/800	Orange
1182110	Aiguille de sécurité Monoject 21 x 1	100/800	Orange
1182115	Aiguille de sécurité Monoject 21 x 1 1/2	100/800	Orange
1182010	Aiguille de sécurité Monoject 20 x 1	100/800	Orange
1182015	Aiguille de sécurité Monoject 20 x 1 1/2	100/800	Orange
1181910	Aiguille de sécurité Monoject 19 x 1	100/800	Orange
1181915	Aiguille de sécurité Monoject 19 x 1 1/2	100/800	Orange
1181810	Aiguille de sécurité Monoject 18 x 1	100/800	Orange
1181815	Aiguille de sécurité Monoject 18 x 1 1/2	100/800	Orange

SERINGUE ET AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ MONOJECT

11832010	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 20 x 1	100/1200	Orange
11832015	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 20 x 1 1/2	100/1200	Orange
11832110	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 21 x 1	100/1200	Orange
11832115	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 21 x 1 1/2	100/1200	Orange
11832210	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 22 x 1	100/1200	Orange
11832215	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 22 x 1 1/2	100/1200	Orange
11832310	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 23 x 1	100/1200	Orange
11832558	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 25 5/8	100/1200	Orange
11832510	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 25 x 1	100/1200	Orange
11832315	Aiguille de sécurité Monoject 3 mL 23 x 1 1/2	100/1200	Orange
11812705	Aiguille de sécurité Monoject 1 mL 27 x 1/2	100/1200	Orange
11813005	Aiguille de sécurité Monoject 1 mL 30 x 1/2	100/1200	Orange
11812558	Aiguille de sécurité Monoject 1 mL 25 x 5/8	100/1200	Orange

Pour en savoir plus sur les produits de sécurité Monoject, visitez notre site Web : medtronic.com*

*Ce site est un site global et il n'est pas spécifique au Canada.

Les marques de commerce de Medtronic sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Medtronic. © Medtronic, 2015.

Fabriqué par : Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 États-Unis

CA-PMR-0018-F (H9104) Rev. 2015/11

8455, aut. Transcanadienne

Saint-Laurent (Québec)

H4S 1Z1

877-664-8926 [t]

800-567-1939 [f]

www.medtronic.ca

Medtronic