



Aiguille de sécurité Magellan<sup>MC</sup>



COVIDIEN



Inspecté à 100%.  
La pointe tranchante  
de chaque aiguille  
est inspectée pour  
augmenter le confort  
du patient.



## Aiguille de sécurité Magellan<sup>MC</sup>. Technologie de pointe et sécurité de pointe.

Des milliers d'expositions et de blessures aux piqûres accidentelles se produisent chaque année. Afin de réduire ces risques, la solution est simple, l'aiguille de sécurité Magellan, technologie de pointe et sécurité de pointe.

- Chaque aiguille Magellan est inspectée de façon individuelle plus de 20 fois au cours de sa fabrication pour s'assurer de la meilleure qualité.
- La conception unique de l'aiguille de sécurité Magellan et sa gaine protectrice ultradurable protège l'aiguille dans les situations les plus difficiles.
- L'aiguille de sécurité Magellan offre un rapport qualité prix idéal en offrant une sécurité exceptionnelle à un prix abordable.

Une aiguille de sécurité qui ferait le bonheur d' OSHA.

- L'activation facile, pratique et intuitive d'une seule main (à l'aide de l'index, du pouce ou d'une surface plane) permet une approche clinique flexible d'administration de médicament de façon sécuritaire.
- La gaine protectrice robuste recouvre entièrement l'aiguille et offre une protection inégalée après l'élimination.
- Le dispositif de sécurité fait partie intégrante de l'embase de l'aiguille. Cette conception intégrée permet le respect des normes OSHA en éliminant la possibilité du retrait du dispositif de sécurité.

*Technologie de pointe et sécurité de pointe.  
Sain et sauf.*

Votre aiguille est-elle vraiment sécuritaire?

À la différence des autres dispositifs de sécurité sur le marché, l'aiguille Magellan présente une gaine protectrice robuste qui enveloppe entièrement la canule après l'activation protégeant ainsi les travailleurs en aval. Ce mécanisme de verrouillage breveté intégré prévient la désactivation du dispositif lorsque la gaine protectrice est verrouillée en place. Chaque aiguille de sécurité Magellan peut être activée selon une des méthodes suivantes :



...avec le pouce



...avec l'index



...sur une surface plane.

### Aiguille seule

Code	Description	Conditionnement
8881850810	18 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850815	18 x 1 1/2 po	50/bte, 500/ca
8881850910	19 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850915	19 x 1 1/2 po	50/bte, 500/ca
8881850010	20 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850015	20 x 1 1/2 po	50/bte, 500/ca
8881850158	21 x 5/8 po	50/bte, 500/ca
8881850110	21 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850115	21 x 1 1/2 po	50/bte, 500/ca
8881850210	22 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850215	22 x 1 1/2 po	50/bte, 500/ca
8881850358	23 x 5/8 po	50/bte, 500/ca
8881850310	23 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850558	25 x 5/8 po	50/bte, 500/ca
8881850510	25 x 1 po	50/bte, 500/ca
8881850515	25 x 1 1/2 po	50/bte, 500/ca

### Combinés préattachées

Code	Description	Conditionnement
<b>Combinés de 1 ml</b>		
8881811310	1 ml 23 x 1 po	50/bte, 200/ca
8881811558	1 ml 25 x 5/8 po	50/bte, 200/ca
8881811510	1 ml 25 x 1 po	50/bte, 200/ca

### Combinés de 3 ml

8881833810	3 ml 18 x 1 po	50/bte, 400/ca
8881833010	3 ml 20 x 1 po	50/bte, 400/ca
8881833015	3 ml 20 x 1 1/2 po	50/bte, 400/ca
8881833110	3 ml 21 x 1 po	50/bte, 400/ca
8881833115	3 ml 21 x 1 1/2 po	50/bte, 400/ca
8881833210	3 ml 22 x 1 po	50/bte, 400/ca
8881833215	3 ml 22 x 1 1/2 po	50/bte, 400/ca
8881833310	3 ml 23 x 1 po	50/bte, 400/ca
8881833558	3 ml 25 x 5/8 po	50/bte, 400/ca
8881833510	3 ml 25 x 1 po	50/bte, 400/ca
8881833515	3 ml 25 x 1 1/2 po	50/bte, 400/ca

### Combinés de 6 ml

8881866810	6 ml 18 x 1 po	50/bte, 200/ca
8881866015	6 ml 20 x 1 1/2 po	50/bte, 200/ca
8881866110	6 ml 21 x 1 po	50/bte, 200/ca
8881866115	6 ml 21 x 1 1/2 po	50/bte, 200/ca
8881866215	6 ml 22 x 1 1/2 po	50/bte, 200/ca

### Combinés de 12 ml

8881822810	12 ml 18 x 1 po	50/bte, 200/ca
8881822015	12 ml 20 x 1 1/2 po	50/bte, 200/ca
8881822110	12 ml 21 x 1 po	50/bte, 200/ca
8881822115	12 ml 21 x 1 1/2 po	50/bte, 200/ca
8881822215	12 ml 22 x 1 1/2 po	50/bte, 200/ca



COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2013 Covidien.

Fabriqué par : Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA, É.-U., 02048

CDN-P00014-F (H-6069) Rev. 2013/12

8455, AUT. TRANSCANADIENNE  
SAINT-LAURENT (QUÉBEC)  
H4S 1Z1

1-877-664-8926 [TÉL]  
1-800-567-1939 [TÉLÉC]

WWW.COVIDIEN.COM