

UltiCare® AIGUILLES À STYLOS INJECTEURS UNIVERSELLES

NOUVEAU!



**Micro aiguille
calibre de 32 x 4 mm**

Micro aiguille calibre de 32 x 4 mm

- La plus petite aiguille disponible sur le marché
- Injection à 90° sans pli cutané*
- Convient à la plupart des patients diabétiques, peu importe leur IMC
- Diminution du risque d'injection intramusculaire

* Pour la plupart des patients diabétiques.

Remboursées par la RAMQ et par la plupart des assureurs privés.

Également disponibles



**Mini aiguille
calibre de 31 x 6 mm**



**Aiguille courte
calibre de 31 x 8 mm**

- Aiguilles de qualité supérieure (triple biseau, électropolissage, enduit de silicone et traitement anti-carottage)
- Contenant de distribution et de disposition innovateur
- Protège l'environnement et vos proches

Facile d'utilisation—à chaque étape



Ouvrir

Ouvrir le rabat pour prendre une aiguille neuve.



Jeter

Jeter l'aiguille souillée dans la partie récupératrice.



Tourner

Tourner la roulette pour que l'aiguille souillée ne soit plus accessible.