

## Les Aiguilles à Fistule Sécuritaires NIPRO

Calibres : 14G ~ 18G | Aiguille 1" ou 1 ¼" | Ailettes fixes ou rotatives | Tubulures 12"



### **SAFETOUCH™ II**

Les aiguilles à fistule **SafeTouch II** de NIPRO sont munies d'un barillet rigide, relié aux ailettes, qui verrouillera l'aiguille de façon sécuritaire lorsque vous la retirerez du patient, vous protégeant ainsi des risques de blessure par piqure d'aiguilles

### **NIPRO | SAFETOUCH™ TULIP™**



Les aiguilles à fistule **SafeTouch Tulip** de NIPRO sont munies d'une gaine sécuritaire non-fixée aux ailettes, que vous déplacez pour couvrir simultanément l'aiguille lorsque vous la retirez du patient. Une fois en position dans la gaine, l'aiguille est emprisonnée, en vous protégeant ainsi des blessures par piqure d'aiguilles.



### **NIPRO BioHole™**

Les aiguilles à fistule émoussées **BioHole** de NIPRO sont destinées aux accès vasculaires par technique « trou de bouton ». Son embout émoussé réduit la douleur, le temps de saignement et il minimise les complications au niveau de la fistule, pour vos patients. De plus, sa caractéristique non tranchante diminue les risques de blessures par piqure d'aiguilles. Maintenant fournit avec le **Capick** – un petit outil en plastique qui sert à enlever la gale au site d'accès.

**Contactez votre représentant CardioMed pour en savoir plus**