


SE TRANSFÉRER DE LA CHAISE D'AISANCES À LA BAIGNOIRE AVEC UN BANC DE TRANSFERT

Supervision




Caractéristiques de la cliente : tonus au niveau du tronc | force dans les membres supérieurs | mise en charge légère possible | peut avoir besoin d'être guidée et stimulée pour réaliser la manœuvre.

Étape préparatoire




- ♦ Mettre les freins à la chaise d'aisances.
- ♦ Enlever l'appuie-bras de la chaise d'aisances du côté de la baignoire.

Étape 1



- ♦ Avancer le tronc et prendre appui sur l'appuie-bras de la chaise d'aisances et sur l'assise du banc de transfert pour se redresser.

Étape 2



- ♦ Pivoter sur les pieds, en une ou plusieurs étapes, puis aller s'asseoir sur le banc de transfert.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.