

ASSISTER LA CLIENTE À SE REMONTER DANS LE LIT PAR TRANSFERT DE POIDS AVANT-ARRIÈRE

Assistance
partielle



Caractéristiques de la cliente : force insuffisante d'un ou des deux côtés du corps.

 Utiliser un bloc de poussée ou un petit banc au pied du lit facilite la remontée dans le lit.

Étape 1




INTERVENANTE

- ♦ Se placer à la tête du lit, du côté faible de la cliente, près de son épaule.
- ♦ Se préparer à effectuer un transfert de poids avant-arrière.
- ♦ Saisir le piqué.

CLIENTE

- ♦ Plier les genoux et déposer les pieds sur le bloc de poussée.
- ♦ Saisir la ridelle d'une main et déposer l'autre sur soi.

Étape 2



INTERVENANTE

- ♦ Effectuer un transfert de poids avant-arrière ou au besoin un contrepoids sur une jambe.

CLIENTE

- ♦ Pousser sur le bloc avec les pieds et s'aider de la ridelle pour se remonter dans le lit.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.