

TOURNER LA CLIENTE DANS LE LIT EN 2 ÉTAPES

Assistance totale



Caractéristiques de la cliente : faible, incapable de fournir d'efforts au niveau des membres supérieurs et inférieurs.

⚠ Installer une surface glissante sous la cliente facilite la manœuvre.

Étape 1 : glisser la cliente au bord du lit




INTERVENANTE 1

- ♦ Se positionner pour effectuer un contrepoids.
- ♦ Saisir le piqué au niveau du bassin de la cliente et fléchir légèrement les bras.

INTERVENANTE 2

- ♦ Croiser les jambes de la cliente en mettant au-dessus celle du côté opposé où l'on tourne.
- ♦ Croiser les bras de la cliente et tourner sa tête du côté où l'on tourne.



INTERVENANTE 1


- ♦ Rapprocher la cliente au bord du lit en effectuant un contrepoids avec appui sur les deux genoux ou sur une jambe.

Étape 2 : tourner la cliente sur le côté



INTERVENANTE 2

- ♦ Se positionner pour effectuer un transfert de poids ou un contrepoids sur une jambe.
- ♦ Saisir le piqué au niveau de l'épaule et de la hanche de la cliente.



INTERVENANTE 2

- ♦ Effectuer le mouvement.

INTERVENANTE 1

- ♦ Placer un oreiller dans le dos de la cliente pour la stabiliser au besoin.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.