

RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL

Équipement

3^e étape : transférer la cliente au lit

Caractéristiques de la cliente : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.


Étape 1



INTERVENANTE 2

- ♦ Tourner la cliente de façon à ce qu'elle soit face au mât du lève-personne tout en gardant un bon contact visuel avec la cliente.

Étape 2




INTERVENANTE 1

- ♦ Rouler le lève-personne jusqu'au lit et l'ajuster en hauteur pour faciliter le positionnement de la cliente au lit.

INTERVENANTE 2

- ♦ Ajuster la hauteur du lit pour faciliter l'insertion de la base du lève-personne sous le lit.

Étape 3



INTERVENANTE 1

- ♦ Descendre la cliente jusqu'à ce que ses fesses touchent le lit.

INTERVENANTE 2

- ♦ Tenir les pieds de la cliente et les déposer dans le lit.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.