


# LEVER LA CLIENTE DU LIT ET LA FAIRE MARCHER AVEC LE LEVIER À STATION DEBOUT (manœuvre aussi applicable au fauteuil)

Équipement

**Caractéristiques de la cliente :** mise en charge sur ses jambes, mais faible | tonus au niveau du tronc et des membres supérieurs.

**⚠** Pour permettre à la cliente de se lever et de marcher au moyen de cet équipement, le levier doit être doté d'un repose-pied amovible.


## Étape 1



### INTERVENANTE

- ♦ Enlever le repose-pied amovible du levier.


## Étape 2



### INTERVENANTE

- ♦ Installer la toile le plus bas possible dans le dos de la cliente et l'attacher.
- ♦ Approcher le levier de la cliente et appliquer les freins.

## Étape 3



### INTERVENANTE

- ♦ Accrocher les sangles de la toile sur le levier.
- ♦ Placer les pieds de la cliente de manière à ce que ses orteils soient alignés avec ses genoux, ce qui donne plus de stabilité une fois debout.

### CLIENTE

- ♦ Tenir les poignées du levier.

## Étape 4



### INTERVENANTE

- ♦ Inciter la cliente à garder le tronc vers l'arrière.
- ♦ Maintenir la toile vers le bas et lever la cliente en simultané.

## Étape 5



### INTERVENANTE

- ♦ Enlever les freins du levier une fois la cliente debout.
- ♦ Encourager la cliente à avancer tranquillement.

### CLIENTE

- ♦ Prendre appui, une fois debout, sur la barre transversale du levier.

## Étape 6



### INTERVENANTE

- ♦ Superviser la cliente.

### CLIENTE

- ♦ Marcher en gardant un bon appui sur la barre transversale du levier.

**Mise en garde :** la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.