

# RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL

Équipement

## 2<sup>e</sup> étape : relever la cliente du sol

**Caractéristiques de la cliente :** pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.

### Étape 1



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Ouvrir la base du lève-personne et l'approcher de la cliente.
- ♦ Appliquer les freins et descendre le cintre du lève-personne pour pouvoir y accrocher les sangles de la toile.


### Étape 2



#### INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Accrocher les sangles de la toile au cintre du lève-personne.
- ♦ Retirer les freins du lève-personne.

### Étape 3



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Actionner la manette du lève-personne pour relever la cliente en s'assurant que sa tête ne heurte pas le mât.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Établir un contact visuel avec la cliente et la sécuriser.
- ♦ Une fois les sangles tendues, vérifier qu'elles sont bien insérées dans les crochets.

### Étape 4



#### INTERVENANTE 1

- ♦ Lever la cliente à une hauteur facilitant son transfert sur une chaise ou sur un lit.

#### INTERVENANTE 2

- ♦ Sécuriser la cliente au besoin.

**Mise en garde :** la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.