

Trousse de phlébotomie thérapeutique

Pratique et sécuritaire

Conçue de façon à être à la fois pratique et sécuritaire lors de procédures de phlébotomie thérapeutique, la trousse de phlébotomie CardioMed est munie de plusieurs avantages:

Les aiguilles sécuritaires vous protègent contre les blessures par piqûres accidentelles (Fig. 1 & 2)



Une valve anti-reflux réduit les risques d'embolie (Fig. 3)

Offre deux méthodes pour la collection de prélèvements sanguins

Des aiguilles sécuritaires additionnelles (vendues séparément) éliminent le besoin de jeter la trousse si la première tentative de canuler est infructueuse

La large graduation en blanc facilite la lecture du niveau sanguin

Des trousses sont disponibles avec des porte-tube facilitant le prélèvement d'échantillons sanguins



L'aiguille sécuritaire SP802-18 (incluse dans les trousses CM-PH18X1B et CM-PH18X1BH) est aussi vendue séparément

Fig. 3

Trousse de phlébotomie thérapeutique


SPECIFICATIONS

ITEM	DESCRIPTION	FORMAT	EMBALLAGE
CM-PH17X1B	Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 17G x 1"	sac de 500 ml	50 par boîte
CM-PH17X1BH	Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 17G x 1" et porte-tube de prélèvements sanguins	sac de 500 ml	50 par boîte
CM-PH18X1B	Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 18G x 1" en Teflon sur métal	sac de 2000 ml	25 par boîte
CM-PH18X1BH	Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 18G x 1" en Teflon sur métal et porte-tube de prélèvements sanguins	sac de 500 ml	25 par boîte
CM-PH1*	Porte-trousse de phlébotomie réutilisable	Largeur: 7" Hauteur: 10"	1 par boîte
FS+172530BC	Aiguille sécuritaire 17G x 1" avec ailettes fixes et connecteur conique femelle	17G x 1"	50 par boîte
SP802-18	Aiguille sécuritaire en Teflon sur métal	18G x 1"	25 par boîte

A moins d'avis contraire, tous les produits énumérés sont sans latex.

* Le CM-PH1 est non-stérile.

A moins d'avis contraire, tous les produits énumérés sont stérilisés à l'ÉTO.



Notre porte-trousse (CM-PH1) en acier inoxydable se nettoie facilement après chaque usage

Pour de plus amples informations au sujet des trousse de phlébotomie CardioMed, veuillez contacter CardioMed aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Les trousse CM-PH17X1B et CM-PH17X1BH offrent une aiguille sécuritaire 17G x 1" à paroi métallique mince et munie d'un oeillet qui maximise le flux sanguin.

Les trousse CM-PH18X1B et CM-PH18X1BH offrent une aiguille sécuritaire 18G x 1" et un cathéter en Teflon (muni de trous latéraux) à utiliser dans les cas où une aiguille en métal n'est pas recommandée.



199, rue Saint David, Lindsay, ON K9V 5K7 Canada
Web: www.cardiomed.com Courriel: mail@cardiomed.com

Au Canada: Téléphone: 705.328.2518 Sans-frais: 800.387.9757
Télécopie: 705.328.9747

Aux Etats Unis: Téléphone: 800.387.6474

Ailleurs dans le monde: mail@cardiomed.com

Systeme de gestion de la qualité
enregistré avec l'ISO 13485: 2003 sous CMDCAS
Annexe V de MDD 93/42/EEC, et FDA