


Dispositifs pour prélèvements de sang artériel



Précision de l'héparine PortexTM dans l'analyse calcique lors de la comparaison de l'héparine sèche au Lithium, héparine de bas poids moléculaire et seringue non héparinée.



Dispositif d'élimination de bulle d'air Filter-Pro[®] unique et breveté

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Dispositif de sécurité	Héparine
Pro-Vent[®] Plus - 1ml Luer slip				
4616E			Sans aiguille	
4619PE	G25	16	Needle-Pro [®]	23,5 IU/ml
4629PE	G23	25	Needle-Pro [®]	
Pro-Vent[®] Plus - 3ml Luer slip				
4646E			Sans aiguille	
4645PE	G22	25	Needle-Pro [®]	23,5 IU/ml
4698PE	G23	25	Needle-Pro [®]	

Seringues de prélèvement de sang artériel

Portex[®], identifiant précocement les risques d'accidents liés à l'exposition au sang du personnel soignant, a été le premier fabricant à équiper ses seringues de prélèvement de sang artériel d'un système de sécurité. Les dispositifs de sécurité Portex[®] sont utilisés depuis plus de 15 ans et réduisent les risques liés à la transmission d'agents pathogènes du sang et des aérosols.

Le dispositif de protection d'aiguille Needle-Pro[®] et le dispositif d'élimination des bulles d'air Filter-Pro[®] sont présents avec toutes les seringues de prélèvement de sang artériel Portex[®] équipées d'aiguille.

Dispositifs d'élimination de bulle d'air Filter-Pro[®]

Pour la protection du personnel soignant, Smiths Medical a développé un dispositif d'élimination de bulles d'air Filter-Pro[®] qui facilite l'expulsion de l'air emprisonné dans les seringues sans exposition au sang ou aux agents pathogènes. Ce filtre constitue une barrière évitant tout phénomène d'aérolisation, toute contamination à l'air ambiant et procure une parfaite étanchéité pour l'acheminement au laboratoire d'analyse.

Smiths Medical inclut le dispositif Filter-Pro[®] dans tous les kits de prélèvement de sang artériel.

Seringues à gaz du sang Pro-Vent[®] Plus à montée manuelle du piston

Les seringues pour prélèvement de sang artériel Pro-Vent[®] Plus font partie des plus performantes car elles offrent une multitude d'avantages pour les professionnels de santé et les patients :

- Pré positionnement du piston sur le volume souhaité.
- L'évent du piston permet un remplissage rapide et facile de la seringue.

Les seringues Pro-Vent[®] Plus sont disponibles avec un large choix de modèles :

- Dispositif de sécurité Needle-Pro[®] et dispositif d'élimination de bulles d'air Filter-Pro[®].
- Seringues 1 ml ou 3 ml Luer Slip.
- Héparine sèche au lithium neutralisée au calcium.
- Plusieurs tailles d'aiguille.