## vitrinesst

L'ASSTSAS présente de nouveaux équipements susceptibles d'améliorer la SST, mais ne formule aucune recommandation d'achat. Faites-en l'essai et évaluez-les en fonction de vos besoins.



Rose-Ange Proteau rproteau@asstsas.qc.ca

## La chaise d'aisances 3 en 1

La chaise pliante FACILI-T<sup>TM</sup>, de Hygie, combine trois équipements en un seul : une chaise d'aisances, des barres d'appui escamotables et un siège rehausseur ajustable.

Conçue au Québec, principalement pour les domiciles et les résidences privées, cette chaise est aussi utile partout où l'espace est restreint. Elle est facile à plier pour le rangement dans une armoire ou sous le lit.

Elle s'emploie avec un siège bassine uni-patient sans fond. Lorsque la chaise n'est pas utilisée au-dessus des toilettes, un sac (enveloppe hygiénique) est ajouté au siège bassine et un tampon absorbant y est déposé. Ce tampon peut gélifier jusqu'à 700 ml de liquide en 30 secondes. Après usage, il suffit de nouer le sac et de le jeter. Les contraintes liées à la vidange et au nettoyage des bassines traditionnelles sont éliminées.

## CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur variable à 5 niveaux (43 à 53 cm) par boutons d'arrêt à ressort
- Dimensions: ouverte 66 x 58 x 71 cm; pliée 26 x 27 x 7 cm (barres d'appui enlevées); largeur intérieure – 61 cm
- **Poids**: 7 kg
- Capacité: 113 kg
- Coûts: chaise 160 à 239 \$; siège bassine 3 à 5 \$; enveloppe hygiénique et tampon absorbant - environ 1 \$ l'unité

## POUR EN SAVOIR PLUS

Vente en ligne : www.hygienic.com

www.hygie.com / info@hygie.com / 1 866-588-2221





Siège bassine recouvert d'un sac muni d'un tampon absorbant utilisée près du lit ou sans sac au-dessus des toilettes.

